



convatec

— forever caring —

GÜLTIG AB
MÄRZ 2026

Produkt- übersicht

Stomaversorgung

**GEMEINSAM
WEGE FINDEN.**

Wir sind für Sie da.
Für ein aktives und unbeschwertes
Leben mit Stoma.



Inhalt

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR STOMAVERSORGUNG

Mit Kompetenz und Erfahrung an Ihrer Seite.....	4
Aktiv für mehr Lebensqualität.....	7
Wofür wir stehen.....	9
Mehr als nur großartige Produkte - unser Patientenprogramm me+™.....	10
Forever Caring heißt: Wir sind immer für Sie da.....	12
EsteemBody mit Leak Defense™-Technologie.....	14
Einführung in die Stomaversorgung.....	26
Die Auswahl der richtigen Stomaversorgung.....	28
Die Auswahl des richtigen Hautschutzmaterials.....	30
Eine gute Anpassung an das Stoma ist das A & O.....	32
Der modellierbare Hautschutz.....	34
Der Natura™ Akkordeon-Rastring.....	36
Plan oder konvex?.....	38
Die unterschiedlichen Beutelararten.....	40
Wichtige Beutelmerkmale.....	42

01

EINTEILIGE STOMAVERSORGUNG	44
Geschlossene Beutel.....	46
Ausstreifbeutel.....	54
Urostomiebeutel.....	64

02

ZWEITEILIGE STOMAVERSORGUNG	68
NATURA™ – Basisplatten mit Rastring.....	70
Geschlossene Beutel.....	78
Ausstreifbeutel.....	80
Post-OP- und Drainagebeutel.....	84
Urostomiebeutel.....	86
Esteem synergy™ – Basisplatten mit Klebekopplung.....	88
Geschlossene Beutel.....	92
Ausstreifbeutel.....	94
Urostomiebeutel.....	96

03

POST-OP VERSORGUNG	98
---------------------------------	----

04

ZUBEHÖR	100
LEGENDE	112
INDEX	114

Mit Kompetenz und Erfahrung an Ihrer Seite

Stomahesive®

Dr. James Chens jahrelange Forschungen führen zu unserem ersten medizinischen Hydro-kolloid-Haftmaterial – dem heutigen Stomahesive® Hautschutzmaterial.



1972

Modellierbare Technologie

Convatec bietet damit erstmalig die Möglichkeit, die Stomaversorgung individuell an Größe und Form des Stomas anzupassen, ohne dass Zubehörmaterial verwendet werden muss.



2002

1978



Natura™

Unsere zweiteilige Stomaversorgung Natura™ wird eingeführt. Der einzigartige Rastringmechanismus verleiht Stomaträger:innen ein Gefühl von maximaler Sicherheit, dass Basisplatte und Beutel fest miteinander verbunden sind.

Esteem™+ Flex Konvex

Convatec erweitert sein Produktportfolio um eine komplette einteilige konvexe Serie. Durch ihre besondere Flexibilität sind die Produkte bei Stomaträger:innen sehr beliebt.



2017

Esteem Body™

Unser Produktportfolio bietet die größte Auswahl an Konvexitätsoptionen für die richtige Passform von Anfang an. Wissenschaftlich nachgewiesen durch FEA-Messungen und SMTL-getestet.



2024

2014



Natura™ Akkordeon-Rastring

Die maximale Untergreifbarkeit des neuen Akkordeon-Rastrings ermöglicht es, den Beutel ohne Druck und damit schmerzfrei auf der Bauchdecke anzubringen. Der einzigartige Akkordeon-Mechanismus bietet auch Patient:innen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit genügend Platz zum Untergreifen.

2019


me+™ Programm

Mit unserem Trainings- und Rehabilitationsprogramm unterstützen wir Stomaträger:innen auf ihrem Weg zu einer schnellen Genesung und neuer Lebensqualität.



convatec





convatec

— forever caring —

AKTIV FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Convatec ist ein weltweit tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Produkten und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen. Das Kerngeschäft umfasst die Bereiche Stoma-versorgung, moderne Wundversorgung, Kontinenzversorgung und Intensivmedizin sowie Infusionstechnik. Auch Marken wie Varihesive™, Aquacel™ oder Flexi-Seal™ gehören zu Convatec. Seit der Gründung entwickelt Convatec innovative Produkte und bietet Dienstleistungen, die das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verbessern.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Produkten für die Stomaversorgung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihren Berufsalltag und das Leben mit Stoma für Betroffene mit unseren hochwertigen und innovativen Produkten zu erleichtern und dabei zu unterstützen, wieder in ein sorgenfreies und unabhängiges Leben zurückzufinden.

Gutes noch besser machen – für Versorgende und Versorgte!
Unsere Produkte zur Stomaversorgung und das Patientenprogramm me+™ ermöglichen ein möglichst unbeschwertes und aktives Leben. Wir möchten unseren Kund:innen mit zuverlässigen und übersichtlichen Produktinformationen sowie persönlichem Service den Alltag erleichtern. Forever caring – wir sind immer für Sie da.

Herzlichst,
Ihr Convatec-Team

convatec

— forever caring —



Wofür wir stehen

Mit „Convatec – forever caring“ stehen wir als Marke dafür ein, dass sowohl Patient:innen als auch Healthcare Professionals exakt auf sie zugeschnittene Produkte und Serviceleistungen erhalten. Damit unterstützen wir den individuellen Genesungsverlauf jedes einzelnen Patienten und jeder Patientin bestmöglich.

UNSERE MISSION: LEBENSQUALITÄT FÖRDERN

Das Versprechen, das wir Ihnen geben, klingt einfach, ist aber vielschichtig: forever caring – wir kümmern uns um Sie. Individuell und einfühlsam. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und begleiten Sie langfristig, zuverlässig und mit passenden Lösungen.

BEDÜRFNIS-ORIENTIERTE TECHNOLOGIE

Unser Versprechen bedeutet auch: Wir stellen hochqualitative Medizinprodukte für die Zukunft bereit, zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Dabei passen wir unsere Lösungen an den Lebensstil der Betroffenen an.

UNTERSTÜTZUNG DURCH ERFAHRUNG

Wir wissen genau, vor welchen Herausforderungen Pflegepersonal und Patient:innen täglich stehen. Zuwendung, Zeit, Patientensicherheit und Menschlichkeit stehen für uns alle im Fokus. Convatec vereint dafür vielseitige Anwendungsoptionen und hervorragende Lösungsansätze unter einem Dach.

INNOVATION

Wir sind immer für Sie da. Ihre Bedürfnisse und Fragen stehen im Vordergrund. Wir hören unseren Patient:innen und Kund:innen zu und gehen durch innovative Lösungen genau auf ihre persönlichen Herausforderungen ein – mit der idealen Kombination aus Fürsorge und innovativer Technologie.

me + Mehr als nur großartige Produkte — unser Patientenprogramm me+™

Wir wissen, dass Patient:innen mehr sind als nur ihre Stomata. Wir unterstützen Stomaträger:innen. Damit sie alles tun können, worauf sie Lust haben und was sie einzigartig macht. Mit unserem me+™ Programm möchten wir allen helfen, einen sorgenfreien Alltag zu erleben und ein aktives Leben zu führen.



Kundenberatung

Unsere Kundenberatung erreichen Sie gerne kostenfrei und unverbindlich unter der Telefonnummer **0800 16 24 382** oder per E-Mail an **stoma@convatec.com**.



Ratgeber und Informationsmaterial

Unsere Ratgeber und Broschüren bieten ausführliche Informationen rund um das Thema Stomaversorgung.



Trainings- und Rehabilitationsprogramm me+™ recovery

Mit unserem me+™ Programm finden Stomaträger:innen schrittweise in ein gesundes und aktives Leben zurück.



Kostenlose Muster

Gerne können Sie unsere Produkte jederzeit testen: Bestellen Sie ganz einfach kostenfreie Produktmuster auf unserer Webseite oder telefonisch.

Patient:innen können sich jederzeit zu unserem me+™ Programm online, per E-Mail an **stoma@convatec.com** oder telefonisch unter **0800 16 24 382** anmelden.



**Unser Forever Caring-Versprechen:
Positive Verbindungen mit
innovativem Service**

**Wir begleiten Betroffene vollumfänglich auf
der Reise in ein selbst-
bestimmtes Leben mit Stoma.**



Jetzt anmelden oder unser me+™ Programm empfehlen

Forever Caring heißt: Wir sind immer für Sie da.

Patient:innen profitieren von ermutigenden Erfahrungen anderer Stomaträger:innen. Wir unterstützen Betroffene auf dem Weg in ein gesundes, aktives Leben mit unserer persönlichen Begleitung.

Wir beantworten Fragen rund um:

- ✓ Leckagen
- ✓ Rückverlegung
- ✓ Ernährung
- ✓ Rehabilitation
- ✓ ein gesundes Verhältnis zu dem Stoma



**Wir unterstützen Patient:innen in ihrem neuen Alltag.
Für Tipps & Tricks empfehlen Sie Ihren Patient:innen
unser kostenloses me+ Programm.**



Sie erreichen unser Team auch gebührenfrei unter **0800 16 24 382**
oder **stoma@convatec.com**

Hier gibt's noch mehr Tipps für das **#LebenMitStoma!**



Facebook



Instagram



Spotify



EsteemBody™

mit Leak Defense™-Technologie.



**Goldstandard-
Hydrokolloide sorgen
für eine sichere
Abdichtung und
schützen die Haut.**



**Eine breite Palette
an konvexen Produkten
sorgt für die richtige
Passform von Anfang
an.**




Leckage-
Problem?
**Problem
gelöst.**

Wir stellen vor: Esteem Body™


Unsere neu entwickelte einteilige Stomaversorgung verfügt über die innovative Leak Defense™-Technologie und kombiniert Goldstandard-Hydrokolloide mit Konvexität, für eine dauerhaft sichere Abdichtung.

Fünf Merkmale der Konvexität¹




Tiefe

Die Tiefe der konvexen Hautschutzplatte ist definiert als Abstand, der vom Scheitelpunkt der Konvexität bis zur Basis gemessen wird.




Kompressibilität

Die Kompressibilität beschreibt die Fähigkeit der konvexen Wölbung, verschoben oder geebnet zu werden.




Flexibilität

Flexibilität beschreibt die Eigenschaft, wie leicht sich die konvexe Hautschutzplatte biegen lässt.



Parastomale Druckverteilung


Die parastomale Druckverteilung ist die Position, in der die Hautschutzplatte nach unten und nach außen Druck auf die peristomale Topographie ausübt.



Neigung

Die Neigung ist der Winkel der Linie zwischen der Basis der konvexen Hautschutzplatte und dem Scheitelpunkt ihrer Wölbung.


Parastomale Druckverteilung



Zentrale parastomale Druckverteilung

Befindet sich das Stoma auf Hautniveau oder darunter?

Um mehr Prominenz für das Stoma zu schaffen, sollte die parastomale Druckverteilung so nah wie möglich am Stoma sein.



Periphere parastomale Druckverteilung


Sie möchten die stomaumgebende Haut ebnen?

Parastomale Druckverteilung weiter weg vom Stoma trägt dazu bei, peristomale Unebenheiten zu glätten, die andernfalls eine gleichmäßige und zuverlässige Abdichtung verhindern würden.

Acht Optionen für Konvexität

Parastomale Druckverteilung und **Tiefe** sind wichtige Faktoren für das Wohlbefinden der Patient:innen, wenn es darum geht, Prominenz für das Stoma zu schaffen oder die Haut zu ebnen.

Die Esteem Body™-Produkte von Convatec sind soft konvex und bieten acht Kombinationen von parastomaler Druckverteilung und Tiefe. Damit bieten sie im Vergleich zu anderen führenden Marken die größte Auswahl an Druckverteilung und -stärke.²



1. McNichol L, Cobb T, Depaifve Y, Quigley M, Smitka K, Gray, M. Characteristics of Convex Skin Barriers and Clinical Application: Results of an International Consensus Panel.) Wound Ostomy Continence Nurs. 2021;48(6):524-532.

2. FEA Referenzen: Waller J, Gowans P, Lord S, et al. (11. Januar 2024) Impact of Stoma Baseplate Convexity on Tension and Compression Around the Stoma Site: A Finite Element Analysis. Cureus 16(1): e52112. doi:10.7759/cureus.52112.



Goldstandard-Hydrokolloide – entwickelt, um Hautirritationen vorzubeugen, bevor sie entstehen.

Als Vorreiter auf diesem Gebiet haben wir Hydrokolloide entwickelt, mit denen Stoma-Träger:innen ihre Versorgung jederzeit einfach anbringen können.

Verbessertes Stomahesive®



- ✓ Ideal für feste bis breiige Ausscheidungen.
- ✓ Haftet sicher sowohl auf trockener als auch auf feuchter Haut.
- ✓ Schützt die Haut optimal dank pflegenden Zusatzstoffen, die die Hautschutzplatte flexibler und leichter entfernbar machen.

Durahesive®



- ✓ Entwickelt für breiige bis flüssige Ausscheidungen.
- ✓ Nimmt hohe Feuchtigkeitsmengen auf für eine dauerhaft sichere Abdichtung.
- ✓ Bietet eine verlängerte Tragedauer.

Modernes Beutel-Design

Verfügbar für alle Arten von Stomata - ohne Einschränkung mit unserem modernen Design, das das Selbstvertrauen der Patient:innen fördert.



Der Stoff des Beutels ist wasserabweisend.



Die Beutelfarbe ist so konzipiert, dass der Beutel selbst unter weißer Kleidung nicht auffällt.



Der Stoff des Beutels verbirgt Ausscheidungen, auch wenn er feucht wird.



Moderner, taillierter Beutel, der gefüllt weniger durchhängt.*

*Taillierte Beutel sind nur als geschlossene und Ausstreifbeutel erhältlich.

ESTEEM BODY™ AUSSTREIFBEUTEL

Soft konvexe, einteilige Ausstreifbeutel

Geeignet für ILEOSTOMIE

10 Stück pro Packung



					
Variante	Stomagröße	Tiefe	Kegelgröße	REF Warmgray mit Sichtfenster	REF Transparent
Groß - Beutelvolumen 570 ml					
	25 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423646	
	25 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423659	
	30 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423647	
	30 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423660	
	35 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423648	
	35 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423661	
	10-35 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423644	423653
	10-35 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423657	423666
	10-45 mm	3,5 mm	V1 (50 mm)	423643	423652
	10-45 mm	7 mm	V1 (50 mm)	423656	423665
	10-55 mm	3,5 mm	V0 (60 mm)	423642	423651
	10-55 mm	7 mm	V0 (60 mm)	423655	423664
Standard - Beutelvolumen 400 ml					
	10-25 mm	7 mm	V3 (30 mm)	423627	423636
	10-35 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423608	423617
	10-35 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423626	423635
	10-45 mm	3,5 mm	V1 (50 mm)	423607	423616
	10-45 mm	7 mm	V1 (50 mm)	423625	423634
	10-55 mm	7 mm	V0 (60 mm)	423624	423633

Variante:  = vorgestanz,  = ausschneidbar

ESTEEM BODY™ GESCHLOSSENER BEUTEL

Soft konvexe, einteilige geschlossene Beutel

Geeignet für **KOLOSTOMIE**

30 Stück pro Packung



					
Variante	Stomagröße	Tiefe	Kegelgröße	REF Warmgray mit Sichtfenster	REF Transparent
Groß - Beutelvolumen 520 ml					
	25 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423680	
	25 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423693	
	30 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423681	
	30 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423694	
	35 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423682	
	35 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423695	
	10-25 mm	3,5 mm	V3 (30 mm)	423679	
	10-25 mm	7 mm	V3 (30 mm)	423692	
	10-35 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423678	
	10-35 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423691	423700
	10-45 mm	3,5 mm	V1 (50 mm)	423677	
	10-45 mm	7 mm	V1 (50 mm)	423690	
	10-55 mm	3,5 mm	V0 (60 mm)	423676	423685
	10-55 mm	7 mm	V0 (60 mm)	423689	423698
Standard - Beutelvolumen 410 ml					
	10-35 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423674	
	10-55 mm	3,5 mm	V0 (60 mm)	423668	

Variante:  = vorgestanz,  = ausschneidbar

ESTEEM BODY™ UROSTOMIEBEUTEL

Soft konvexe, einteilige Urostomiebeutel

Geeignet für **UROSTOMIE**

10 Stück pro Packung



					
Variante	Stomagröße	Tiefe	Kegelgröße	REF Warmgrau mit Sichtfenster	REF Transparent
Standard - Beutelvolumen 460 ml					
	15 mm	3,5 mm	V3 (30 mm)	423706	
	20 mm	3,5 mm	V3 (30 mm)	423707	
	25 mm	3,5 mm	V3 (30 mm)	423708	
	30 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423709	
	10-25 mm	3,5 mm	V3 (30 mm)		423714
	10-25 mm	7 mm	V3 (30 mm)		423727
	10-35 mm	3,5 mm	V2 (40 mm)	423704	423713
	10-35 mm	7 mm	V2 (40 mm)	423722	423726
	10-45 mm	3,5 mm	V1 (50 mm)	423703	423712
	10-45 mm	7 mm	V1 (50 mm)	423721	423725

Variante:  = vorgestanz,  = ausschneidbar

Testen Sie **Esteem Body™** mit **Leak Defense™ - Technologie.**

Dauerhaft sichere Abdichtung.
Eine gesunde Verbindung für jeden Körper.



Mit Esteem Body™ ist es so
einfach wie nie, eine passende
soft konvexe Stomaversorgung
zu finden. QR-Code scannen für
mehr Informationen.



Einführung in die Stomaversorgung

WISSENSWERTES ÜBER EIN KOLOSTOMA

Als Kolostoma bezeichnet man eine operativ hergestellte Öffnung in der Bauchdecke, durch die ein Teil des Dickdarms über die Hautoberfläche nach außen geleitet wird. Der Stuhlgang wird so über diese künstliche Öffnung ausgeschieden. Das kann der Fall sein, wenn Teile des Dickdarms entfernt wurden oder um bestimmte Abschnitte des Dickdarms vorübergehend zu entlasten.

WISSENSWERTES ÜBER EIN ILEOSTOMA

Als Ileostoma bezeichnet man eine operativ hergestellte Öffnung in der Bauchdecke, durch die ein Teil des Dünndarms über die Hautoberfläche nach außen geleitet wird. Der Stuhlgang wird so über diese künstliche Öffnung ausgeschieden. Das kann der Fall sein, wenn Teile des Dünndarms entfernt wurden oder um bestimmte Abschnitte des Dünndarms vorübergehend zu entlasten.

WISSENSWERTES ÜBER EIN UROSTOMA

Als Urostoma bezeichnet man eine operativ hergestellte Öffnung in der Bauchdecke, durch die ein oder beide Harnleiter nach außen geleitet werden. Urin wird so über diese künstliche Öffnung ausgeschieden. Das kann der Fall sein, wenn Teile der Harnleiter entfernt wurden.

Es gibt drei Stomaarten. Mit dem Überblick über die wichtigsten Unterschiede helfen wir Ihnen, die passenden Produkte auszuwählen, um Sie bestmöglich zu unterstützen.



Dinge, die man über ein Kolostoma wissen sollte:

- ✓ entsteht hauptsächlich als Folge einer Darmkrebserkrankung
- ✓ kann temporär oder dauerhaft angelegt werden
- ✓ Stuhl ist meist fest bis breiig und wird ein- bis zweimal täglich ausgeschieden

Dinge, die man über ein Ileostoma wissen sollte:

- ✓ entsteht häufig aufgrund chronischer Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
- ✓ kann temporär oder dauerhaft angelegt werden
- ✓ Stuhl ist meist breiig bis flüssig und wird den ganzen Tag über ausgeschieden
- ✓ Dünndarm enthält Verdauungsenzyme und Säuren, welche zu Hautirritationen führen können, sobald sie mit der Haut in Berührung kommen

Dinge, die man über ein Urostoma wissen sollte:

- ✓ entsteht hauptsächlich als Folge einer Blasenkrebserkrankung
- ✓ wird immer dauerhaft angelegt
- ✓ Urin wird den ganzen Tag über ausgeschieden
- ✓ Urin kann in Kontakt mit der Haut zu Hautirritationen führen

Die Auswahl der richtigen Stomaversorgung

EINTEILIGES SYSTEM

Bei einem einteiligen System sind Beutel und Hautschutz zu einer Einheit zusammengefasst, die in der Regel spätestens nach 24 Stunden gewechselt wird. Sie können das Produkt im Ganzen anbringen und im Ganzen wieder entfernen. Einteilige Systeme zeichnen sich durch ein ausgesprochen flaches Profil und einen sehr flexiblen Hautschutz aus.



ZWEITEILIGES SYSTEM

Zweiteilige Systeme bestehen aus einem Beutel und einer separaten Basisplatte. Sie können den Beutel einfach wechseln, ohne die Basisplatte entfernen zu müssen. In der Regel wird der Beutel nach spätestens 24 Stunden gewechselt, während die Basisplatte bis zu drei Tage auf der Haut verbleiben kann.



Die Stomaversorgung dient dazu, die Ausscheidungen des Stomas zu sammeln. Hierfür bieten wir sowohl ein- als auch zweiteilige Systeme an.



Entwickelt für Patient:innen, die

- ✓ ihre Stomaversorgung ohne jeglichen Druck anbringen möchten
- ✓ sich in der postoperativen Phase befinden
- ✓ ihre Stomaversorgung häufiger wechseln wollen
- ✓ ein flexibles System bevorzugen

Entwickelt für Patient:innen, die

- ✓ ihre Basisplatte mehrere Tage auf der Haut belassen möchten
- ✓ ihre Haut schonen wollen
- ✓ verschiedene Kombinationsmöglichkeiten aus Basisplatte und Beutel bevorzugen

Die Auswahl des richtigen Hautschutzmaterials

STOMAHESIVE®

Das Stomahesive® Hautschutzmaterial eignet sich besonders für Patient:innen mit festen bis breiigen Ausscheidungen. Es haftet sicher und nimmt gleichmäßig Feuchtigkeit auf. Das verbesserte Stomahesive® schützt die Haut optimal dank pflegenden Zusatzstoffen, die die Hautschutzplatte flexibler und leichter entfernbar machen.

DURAHESIVE®

Das Durahesive® Hautschutzmaterial eignet sich besonders für Patient:innen mit flüssigen, aggressiven Ausscheidungen. Es nimmt hohe Feuchtigkeitsmengen auf und ermöglicht eine sichere Abdichtung. Das Material quillt um das Stoma herum auf und dichtet durch diesen sogenannten Rollkragen-Effekt sicher ab.

DURAHESIVE® PLUS

Das Durahesive® Plus Hautschutzmaterial eignet sich für Patient:innen mit flüssigen, sehr aggressiven Ausscheidungen, die sich mehr Aufnahme-kapazität und eine noch längere Tragezeit als bei Durahesive® wünschen.

KONVEXER KOMBINATIONSHAUTSCHUTZ

Der konvexe Kombinationshautschutz bei den Esteem™ Flex Konvex Produkten eignet sich für Patient:innen sowohl mit breiigen als auch mit flüssigen Ausscheidungen.

DIE HAFTRÄNDER SIND IN ZWEI VERSIONEN VERFÜGBAR

Die Stomaversorgung haftet rund um die Uhr auf der empfindlichen Bauchdecke. Ein qualitativ hochwertiger Hautschutz, der die Haut sicher vor dem Kontakt mit Flüssigkeiten schützt, ist deshalb besonders wichtig. Convatec bietet eine passende Auswahl an vielfältigen Hautschutzmaterialien an.



Entwickelt für Patient:innen mit:

- ✓ festen bis breiigen Ausscheidungen
- ✓ empfindlicher Haut
- ✓ häufigen Versorgungswechseln
- ✓ einer normalen Tragedauer

Entwickelt für Patient:innen mit:

- ✓ breiigen bis flüssigen Ausscheidungen
- ✓ einer längeren Tragedauer

Entwickelt für Patient:innen mit:

- ✓ flüssigen, sehr aggressiven Ausscheidungen
- ✓ einer noch längeren Tragedauer

Entwickelt für Patient:innen mit:

- ✓ breiigen und flüssigen Ausscheidungen
- ✓ einer normalen Tragedauer

hydrokolloider Hafttrand: zusätzliche Sicherheit bei trockener Haut, besonders geeignet für Patient:innen mit Unverträglichkeit bei Pflasterrändern;

flexibler Kleberand: zusätzliche Sicherheit bei feuchter, mit Schweiß bedeckter Haut

Eine gute Anpassung an das Stoma ist das

A&O

MODELLIERBAR



Den Hautschutz von Convatec mit modellierbarer Technologie können Sie ohne Zuschneiden ganz einfach mit den Fingern an die individuelle Größe und Form des Stomas anpassen.

AUSSCHNEIDBAR



Den ausschneidbaren Hautschutz von Convatec schneiden Sie mit einer Schere auf die Größe und Form des Stomas zu. So passen Sie den Hautschutz an das jeweilige Stoma an.

VORGESTANZT



Unser vorgestanzter Hautschutz hat eine gleichmäßige, kreisförmige Öffnung in der Mitte der Hautschutzplatte und ist in den häufigsten Größen verfügbar.

Um die Haut rund um das Stoma optimal zu schützen, muss der Hautschutz individuell an Größe und Form des Stomas angepasst werden. Ist es passgenau umschlossen, werden Leckagen zuverlässig verhindert.



Perfekt für Patient:innen mit:

- ✓ kleinen, großen, runden, ovalen und unregelmäßigen Stomaformen
- ✓ Schwierigkeiten beim Zuschneiden



Perfekt für Patient:innen mit:

- ✓ einer Stomagröße, die zwischen den vorgestanzten Größen liegt
- ✓ unregelmäßig geformtem Stoma



Perfekt für Patient:innen mit:

- ✓ einem runden Stoma, für welches vorgestanzte Größen verfügbar sind
- ✓ Schwierigkeiten beim Zuschneiden



Der modellierbare Hautschutz

Mit der modellierbaren Technologie können Sie den Hautschutz ganz einfach mit den Fingern an die jeweilige Größe und Form des Stomas anpassen – ohne ihn zuschneiden zu müssen. Der modellierbare Hautschutz passt sich sicher an die individuelle Form eines jeden Stomas an und dichtet so zuverlässig ab.

VORTEILE:

- ✓ lückenlose Abdichtung
- ✓ Zeitersparnis beim Versorgungswechsel
- ✓ kein Ausschneiden mehr notwendig
- ✓ keine Zubehörmaterialien wie Schablone und Schere nötig
- ✓ einfach in der Handhabung und leicht zu erklären





Das Rollen und Modellieren ermöglicht eine lückenlose Abdichtung.



Der Rollkragen-Effekt schützt die stoma-umgebende Haut sicher vor Leckagen.



Der Memory-Effekt sorgt für lückenlose Abdichtung der Stomaversorgung.

Der Natura™ Akkordeon-Rastring

VORTEILE:

- ✓ maximale Untergreifbarkeit
- ✓ sichere Verbindung von Basisplatte und Beutel durch hörbares Einrasten
- ✓ hohe Diskretion bei eingeklapptem Rastring
- ✓ höchste Flexibilität und höchster Tragekomfort
- ✓ schmerzfreies Anbringen des Beutels

ENTWICKELT FÜR PATIENT:INNEN MIT:

- ✓ eingeschränkter Fingerfertigkeit
- ✓ besonderer Schmerzempfindlichkeit
- ✓ frisch operierten Stomaaanlagen



Der Akkordeon-Rastring der Natura™ Basisplatten bietet genügend Platz zum Untergreifen. So können Sie den Beutel auf der Basisplatte anbringen, ohne die Bauchdecke zu belasten.



SO FUNKTIONIERT ES:

Ausgeklappter Rastring ermöglicht es, den Beutel ohne Druck und Schmerzen anzubringen.



Eingeklappter Rastring gewährleistet absolute Diskretion und ist unter der Kleidung nicht sichtbar.



Plan oder konvex?

Ein ideales Stoma ragt über das Hautniveau hinaus und verfügt über eine klar sichtbare Öffnung. Das Stoma kann dann mit einem planen Produkt versorgt werden.

Oft ist es aber nicht möglich, ein Stoma prominent anzulegen. Bei solch unregelmäßigen Stomaanlagen unter Hautniveau benötigt man ein konvexes Produkt, um die Versorgung des Stomas zu erleichtern und Leckagen zu verhindern.

Konvex geformte Hautschutzplatten üben durch eine zum Bauch gerichtete Wölbung Druck auf die stomaumgebende Haut aus und sorgen so dafür, dass das Stoma über das Hautniveau hinausragt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Auf diese Weise kann der Stuhlgang leichter in den Beutel gleiten.

WAS IST KONVEXITÄT?

- ✓ Ein konvexes Produkt hat eine zum Bauch gerichtete Wölbung.
- ✓ Konvexität übt Druck auf die Bauchdecke aus und bewirkt, dass das Stoma über das Hautniveau hinausragt.
- ✓ Konvexität sorgt für eine gut abdichtende, sicher haftende Stomaversorgung bei allen Stomata, die nicht über dem Hautniveau liegen.



WANN VERWENDEN SIE EIN KONVEXES PRODUKT?



STOMA AUF HAUTNIVEAU

Das Stoma befindet sich auf der gleichen Höhe wie die Hautoberfläche.



RETRAHIERTES STOMA

Das Stoma befindet sich unter dem Hautniveau bzw. hat sich unter das Niveau der Bauchdecke zurückgezogen.



STOMA IN DER HAUTFALTE

Das Stoma befindet sich tief in einer Hautfalte.



STOMA IN EINER WEICHEN, SCHLAFFEN BAUCHDECKE

Das Stoma befindet sich in einer weichen Bauchdecke.

Die unterschiedlichen Beutelarten

GESCHLOSSENE BEUTEL

Einen geschlossenen Beutel müssen Sie nicht entleeren. Sobald er voll ist, können Sie ihn entsorgen und durch einen neuen Beutel ersetzen.



AUSSTREIFBEUTEL

Ausstreifbeutel können Sie mehrmals am Tag entleeren, ohne den Beutel wechseln zu müssen.



UROSTOMIEBEUTEL

Urostomiebeutel können Sie mehrmals pro Tag entleeren, ohne den gesamten Beutel wechseln zu müssen. Das Entleeren erfolgt über einen sogenannten Softverschluss oder einen Auslasshahn.



Bei Convatec haben Sie sowohl bei den einteiligen als auch bei den zweiteiligen Versorgungssystemen eine große Auswahl an unterschiedlichen Stomabeuteln.



Entwickelt für Patient:innen mit:

- ✓ festem bis breiigem Stuhl, welcher ein- bis zweimal täglich ausgeschieden wird

Entwickelt für Patient:innen mit:

- ✓ flüssigem Stuhl, welcher über den ganzen Tag hinweg ausgeschieden wird

Entwickelt für Patient:innen mit:

- ✓ einem Urostoma

Wichtige Beutelmerkmale

BEUTELFARBE / AUSSTATTUNG

Transparent

Die Vorderseite des Beutels ist transparent, um Ihnen die Bewertung der Ausscheidungen zu erleichtern. So können Sie direkt sehen, wann der Beutel gewechselt oder entleert werden muss.



Warm grau/ Opak (beige)

Beide Seiten des Beutels sind mit einem opakfarbenen bzw. mit einem warm grauen, weichen Vlies bedeckt. So ist der Stuhlgang diskret im Beutel verborgen und das Vlies liegt angenehm auf der Haut. Zusätzlich fallen unsere warm grauen Beutel selbst unter weißer Kleidung nicht auf und verbergen den Beutelinhalt auch im nassen Zustand.



Sichtfenster

Die neueren Versionen der warm grauen und opaken Beutel haben ein Sichtfenster auf der Beutelvorderseite. Das Sichtfenster ermöglicht eine Beobachtung des Stomas bzw. das Kontrollieren des Stuhlgangs und erleichtert das Anbringen des Beutels.

FILTER ODER KEIN FILTER

Der Filter neutralisiert Gerüche und verhindert ein Aufblähen des Beutels. Bedenken Sie, dass der Filter beim Schwimmen, Baden oder Duschen mit dem mitgelieferten Haftstreifen bedeckt werden sollte.





VERSCHLUSS DER AUSSTREIFBEUTEL



InvisiClose™ Verschluss

Der InvisiClose™ Verschluss lässt sich durch mehrmaliges Falten ganz einfach verschließen. Ein spürbares Einrasten vermittelt Ihnen beim Verschließen ein Gefühl von absoluter Sicherheit.

Einstecktasche

Falls gewünscht, kann der Auslass in die Einstecktasche gesteckt werden. Dazu stülpen Sie die Einstecktasche einfach mit Daumen und Zeigefinger um den Auslass.



Klammer

Die alternativen „älteren“ Versionen der Ausstreifbeutel werden mit einer Klammer verschlossen.

VERSCHLUSS DER UROSTOMIEBEUTEL



Der Hahn ermöglicht es, den Urin auszulassen, indem das weiße Plättchen von der einen Seite zur anderen Seite gedreht wird. Sehen oder spüren Sie die rote Einkerbung auf der Vorderseite, ist der Beutel offen. Dreht man das Plättchen zur anderen Seite, ist der Beutel verschlossen. Neben dem Hahn gibt es noch die Version des Softverschlusses zum Verschließen der Urostomiebeutel. Alle Urostomiebeutel sind mit einer Rücklaufsperrung ausgestattet, die ein Zurückfließen des Urins zum Stoma verhindert.

01 Einteilige Stomaversorgung

ESTEEM™

Unsere Produkte der Marke **Esteem™** (ab Seite 46) zeichnen sich durch ein besonders flaches Profil aus. Daher passen sie sich den Bewegungen des Körpers flexibel an und verschwinden diskret unter der Kleidung.



EsteemBody™

Bei unseren Produkten der Marken **Esteem Body™**, **Esteem Flex** und **Soft Konvex** (Seite 60) handelt es sich um rein konvexe Produkte. Deren besonders flexible Wölbung gleicht Unebenheiten aus und sorgt dafür, dass das Stoma über das Hautniveau hinausragt.



Bei einteiligen Systemen sind Beutel und Haftschrift untrennbar miteinander verbunden. Das Produkt wird im Ganzen aufgebracht und im Ganzen entfernt.



KEGELDURCHMESSER

unserer **Esteem Body™**, **Esteem Flex** und **Soft Konvex Produkte**

Warum der Kegeldurchmesser wichtig ist

Konvex geformte Hautschutzflächen üben Druck auf die stoma-umgebende Haut aus und sorgen dafür, dass das Stoma über das Hautniveau hinausragt und so leichter versorgt werden kann.

- ✓ Schmäler Durchmesser: übt Druck direkt am Stoma aus; wird verwendet, um Hautunebenheiten direkt am Stoma auszugleichen
- ✓ Breiter Durchmesser: übt Druck weiter weg vom Stoma aus; wird verwendet, um weiter entfernte Hautunebenheiten auszugleichen

KEGELDURCHMESSER UNSERER ESTEEM-PRODUKTE





ESTEEM™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | standard

- modellierbarer, durchgehender Stomahesive® und Durahesive® Hautschutz mit Memory-Effekt
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2140

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	20–30 mm	30	413509	04607377	5974646	D–A–CH
	30–40 mm	30	413510	04608709	5974652	D–A–CH



ESTEEM™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | klein

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 250 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.4017

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	20–70 mm	30	421816	13507344	7400180	D–A–CH
	25 mm	30	421817	13507373	7400197	D–A–CH
	30 mm	30	421818	13507396	7400205	D–A–CH
	35 mm	30	421819	13507410	7400211	D–A–CH
	40 mm	30	421820	13507427	7400228	D–A–CH



ESTEEM™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | standard

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2152

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–70 mm	30	421686	13233042	7400234	D–A–CH
○	25 mm	30	421687	13233059	7400240	D–A–CH
○	30 mm	30	421688	13233065	7400257	D–A–CH
○	35 mm	30	421689	13233071	7400263	D–A–CH
○	40 mm	30	421822	13233088	7400286	D–A–CH
○	50 mm	30	421823	13233094	7400292	D–A–CH



ESTEEM™+
Geschlossener Beutel

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2126

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–70 mm	30	416700	06459946	4717290	D–A–CH
○	25 mm	30	416703	06459975	4717350	D–A–CH
○	30 mm	30	416706	06460004	4717456	D–A–CH
○	35 mm	30	416709	06460056	4717516	D–A–CH
○	40 mm	30	416712	06460085	4717551	D–A–CH



ESTEEM™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | groß

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 660 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2152

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–70 mm	30	421825	13233119	7400300	D–A–CH
○	25 mm	30	421826	13233125	7400317	D–A–CH
○	30 mm	30	421827	13233131	7400323	D–A–CH
○	35 mm	30	421828	13233148	7400346	D–A–CH
○	40 mm	30	421829	13233154	7400352	D–A–CH
○	50 mm	30	421830	13233160	7400369	D–A–CH



ESTEEM™+
Geschlossener Beutel

transparent | groß

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 660 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2152

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–70 mm	30	421831	13233177	7400375	D–A–CH
○	25 mm	30	421832	13233183	7400381	D–A–CH
○	30 mm	30	421833	13233208	7400398	D–A–CH
○	35 mm	30	421834	13233214	7400406	D–A–CH
○	40 mm	30	421835	13233220	7400412	D–A–CH
○	50 mm	30	421836	13233237	7400429	D–A–CH



STOMADRESS™ PLUS
Stomakappe

opak (beige)

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- HMV-Nr. 29.26.04.0001

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	19–50 mm	30	175611	04260086	1433215	D–A–CH



ESTEEM™+ FLEX KONVEX
Geschlossener Beutel

opak (beige) | standard

- durchgehender konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.3042¹
- HMV-Nr. 29.26.01.3042²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Inhalt Packing	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–25 mm	V3	30	421614 ¹	11854343	6621364	D–A–CH
✂	20–35 mm	V2	30	421613 ¹	11854337	6621358	D–A–CH
✂	20–43 mm	V1	30	421612 ¹	11854320	6621341	D–A–CH
✂	20–57 mm	V0	30	422158 ²	13853299	7389395	D–A–CH



ESTEEM™+ SOFT KONVEX
Geschlossener Beutel

opak (beige) | standard

- durchgehender konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.3070

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packing	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	10–35 mm	V3	3,5 mm	30	422362	18724081	1030041	D–A–CH
✂	15–40 mm	V2	3,5 mm	30	422361	18724075	1030040	D–A–CH
✂	20–47 mm	V1	3,5 mm	30	422360	18724069	1030039	D–A–CH



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Geschlossener Beutel

warm grau | standard

- wasserabweisend
- Volumen: 410 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- 3-Fach-Filter
- Stomahesive® Hautschutz
- HMV-Nr. 29.26.01.3076¹
- HMV-Nr. 29.26.01.3075²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	10-35 mm	V2	7 mm	30	423674 ²	18838005	1140485	D-CH
✂	10-55 mm	V0	3,5 mm	30	423668 ¹	18837951	1140484	D-CH



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Geschlossener Beutel

transparent | groß

- wasserabweisend
- Volumen: 520 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- 3-Fach-Filter
- Stomahesive® Hautschutz
- HMV-Nr. 29.26.01.3073¹
- HMV-Nr. 29.26.01.3071²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	10-35 mm	V2	7 mm	30	423700 ²	18838264	1140496	D-CH
✂	10-55 mm	V0	3,5 mm	30	423685 ¹	18838100	1140490	D-CH
✂	10-55 mm	V0	7 mm	30	423698 ²	18838241	1140495	D-CH



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Geschlossener Beutel

warm grau | groß

- wasserabweisend
- Volumen: 520 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- 3-Fach-Filter
- Stomahesive® Hautschutz
- HMV-Nr. 29.26.01.3074¹
- HMV-Nr. 29.26.01.3072²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packing	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	10-25 mm	V3	3,5 mm	30	423679 ¹	18838057	1140489	D-CH
	10-25 mm	V3	7 mm	30	423692 ²	18838198	1140494	D-CH
	10-35 mm	V2	3,5 mm	30	423678 ¹	18838040	1140488	D-CH
	10-35 mm	V2	7 mm	30	423691 ²	18838181	1140493	D-CH
	10-45 mm	V1	3,5 mm	30	423677 ¹	18838034	1140487	D-CH
	10-45 mm	V1	7 mm	30	423690 ²	18838175	1140492	D-CH
	10-55 mm	V0	3,5 mm	30	423676 ¹	18838028	1140486	D-CH
	10-55 mm	V0	7 mm	30	423689 ²	18838146	1140491	D-CH
	25 mm	V2	3,5 mm	30	423680 ¹	18838063		D
	25 mm	V2	7 mm	30	423693 ²	18838212		D
	30 mm	V2	3,5 mm	30	423681 ¹	18838086		D
	30 mm	V2	7 mm	30	423694 ²	18838229		D
	35 mm	V2	3,5 mm	30	423682 ¹	18838092		D
	35 mm	V2	7 mm	30	423695 ²	18838235		D



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- modellierbarer, durchgehender Stomahesive® und Durahesive® Hautschutz mit Memory-Effekt
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2146¹
- HMV-Nr. 29.26.02.2161²

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	20–30 mm	10	413521 ¹	04610439	5974617	D–A–CH
	30–40 mm	10	413522 ¹	04610528	5974623	D–A–CH
	40–50 mm	10	413523 ²	04610534	6284926	D–A–CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- modellierbarer, durchgehender Stomahesive® und Durahesive® Hautschutz mit Memory-Effekt
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2146¹
- HMV-Nr. 29.26.02.2161²

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	20–30 mm	10	413515 ¹	04609608	5974592	D–A–CH
	30–40 mm	10	413516 ¹	04610333	5974600	D–A–CH
	40–50 mm	10	413517 ²	04610356	6284903	D–A–CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2184

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–70 mm	10	421858	13507479	7775150	D–A–CH
○	25 mm	10	421859	13507485	7775151	D–A–CH
○	30 mm	10	421860	13507491	7775152	D–A–CH
○	35 mm	10	421861	13507516	7775153	D–A–CH
○	40 mm	10	421862	13507522	7775154	D–A–CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2130

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–70 mm	10	416718	06460145	4717812	D–A–CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2184

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–70 mm	10	416721	15308465	7775155	D–A–CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- Durahesive® Plus Hautschutz für verlängerte Tragezeit
- flexibler Kleberand
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- integrierte Gürtelhalterung
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2138

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	19–64mm	10	416975	04704726	1047988	D–A–CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- Durahesive® Plus Hautschutz für verlängerte Tragezeit
- flexibler Kleberand
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- integrierte Gürtelhalterung
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2138

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	19–64mm	10	416976	04704732	1047990	D-A-CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 540ml
- 2 Klammern
- HMV-Nr. 29.26.02.2168

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	20–70 mm	10	421838	13507628	7736366	D-A-CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 540 ml
- 2 Klammern
- HMV-Nr. 29.26.02.2168

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	20–70 mm	10	421848	15571464	7736367	D–A–CH



STOMADRESS™
Die kleinen Ausstreifbeutel

transparent | klein

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- **geeignet für Kinderversorgung**
- 15 Clips und 1 Klammer
- HVM-Nr. 29.26.02.2028

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	9–50 mm	15	020922	03542405	1376084	D–A–CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- konvexer Durahesive® Hautschutz
- hydrokolloider Hafttrand
- integrierte Gürtelhalterung
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beuteltvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.3023

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
⊙	19 mm	10	416739	06460174	4717864	D-A-CH
⊙	22 mm	10	416741	06460197	4717887	D-A-CH
⊙	25 mm	10	416743	06460211	4717953	D-A-CH
⊙	28 mm	10	416745	06460234	4717982	D-A-CH
⊙	32 mm	10	416747	06460257	4718059	D-A-CH
⊙	35 mm	10	416749	06460292	4718071	D-A-CH



ESTEEM™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- konvexer Durahesive® Hautschutz
- hydrokolloider Hafttrand
- integrierte Gürtelhalterung
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beuteltvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.3023

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
⊙	19 mm	10	416738	06460168	4717835	D-A-CH
⊙	22 mm	10	416740	06460180	4717870	D-A-CH
⊙	25 mm	10	416742	06460205	4717901	D-A-CH
⊙	28 mm	10	416744	06460228	4717976	D-A-CH
⊙	32 mm	10	416746	06460240	4717999	D-A-CH
⊙	35 mm	10	416748	06460263	4718065	D-A-CH



ESTEEM™+ FLEX KONVEX
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- durchgehender konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Safe-Seal-Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 580 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.3064¹
- HMV-Nr. 29.26.02.3072²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	20–25 mm	V3	10	421622 ¹	11854455	6621424	D–A–CH
	20–35 mm	V2	10	421619 ¹	11854389	6621393	D–A–CH
	20–43 mm	V1	10	421615 ¹	11854366	6621370	D–A–CH
	20–57 mm	V0	10	422159 ²	13853307	7389403	D–A–CH
	25 mm	V2	10	421620 ¹	11854403	6621401	D–A–CH
	30 mm	V2	10	421621 ¹	11854426	6621418	D–A–CH
	35 mm	V1	10	421618 ¹	11854372	6621387	D–A–CH



ESTEEM™+ SOFT KONVEX
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- durchgehender konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 580 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.3106

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	10–28 mm	V3	3,5 mm	10	422365	18724112	1030044	D–A–CH
	15–40 mm	V2	3,5 mm	10	422364	18724106	1030043	D–A–CH
	20–47 mm	V1	3,5 mm	10	422363	18724098	1030042	D–A–CH



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Ausstreifbeutel

warm grau | standard

- wasserabweisend
- Volumen: 400 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- 6-Fach-Filter
- Durahesive® Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- HMV-Nr. 29.26.02.3114¹
- HMV-Nr. 29.26.02.3112²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	10-25 mm	V3	7 mm	10	423627 ²	18837589	1140467	D-CH
✂	10-35 mm	V2	3,5 mm	10	423608 ¹	18837359	1140461	D-CH
✂	10-35 mm	V2	7 mm	10	423626 ²	18837572	1140466	D-CH
✂	10-45 mm	V1	3,5 mm	10	423607 ¹	18837342	1140460	D-CH
✂	10-45 mm	V1	7 mm	10	423625 ²	18837566	1140465	D-CH
✂	10-55 mm	V0	7 mm	10	423624 ²	18837543	1140464	D-CH



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Ausstreifbeutel

warm grau | groß

- wasserabweisend
- Volumen: 570 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- 6-Fach-Filter
- Durahesive® Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- HMV-Nr. 29.26.02.3110¹
- HMV-Nr. 29.26.02.3108²

Option	Stomagröße	Kegel- größe	Tiefe	Inhalt Packing	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	10-35 mm	V2	3,5 mm	10	423644 ¹	18837690	1140476	D-CH
	10-35 mm	V2	7 mm	10	423657 ²	18837856	1140480	D-CH
	10-45 mm	V1	3,5 mm	10	423643 ¹	18837684	1140473	D-CH
	10-45 mm	V1	7 mm	10	423656 ²	18837833	1140479	D-CH
	10-55 mm	V0	3,5 mm	10	423642 ¹	18837678	1140472	D-CH
	10-55 mm	V0	7 mm	10	423655 ²	18837804	1140478	D-CH
	25 mm	V2	3,5 mm	10	423646 ¹	18837715		D
	25 mm	V2	7 mm	10	423659 ²	18837879		D
	30 mm	V2	3,5 mm	10	423647 ¹	18837721		D
	30 mm	V2	7 mm	10	423660 ²	18837885		D
	35 mm	V2	3,5 mm	10	423648 ¹	18837738		D
	35 mm	V2	7 mm	10	423661 ²	18837891		D



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- wasserabweisend
- Volumen: 400 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- 6-Fach-Filter
- Durahesive® Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- HMV-Nr. 29.26.02.3113¹
- HMV-Nr. 29.26.02.3111²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	10-25 mm	V3	7 mm	10	423636 ²	18837661	1140471	D-CH
✂	10-35 mm	V2	3,5 mm	10	423617 ¹	18837431	1140463	D-CH
✂	10-35 mm	V2	7 mm	10	423635 ²	18837655	1140470	D-CH
✂	10-45 mm	V1	3,5 mm	10	423616 ¹	18837425	1140462	D-CH
✂	10-45 mm	V1	7 mm	10	423634 ²	18837649	1140469	D-CH
✂	10-55 mm	V0	7 mm	10	423633 ²	18837632	1140468	D-CH



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Ausstreifbeutel

transparent | groß

- wasserabweisend
- Volumen: 570 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- 6-Fach-Filter
- Durahesive® Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- HMV-Nr. 29.26.02.3109¹
- HMV-Nr. 29.26.02.3107²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	10-35 mm	V2	3,5 mm	10	423653 ¹	18837767	1140477	D-CH
✂	10-35 mm	V2	7 mm	10	423666 ²	18837939	1140483	D-CH
✂	10-45 mm	V1	3,5 mm	10	423652 ¹	18837750	1140476	D-CH
✂	10-45 mm	V1	7 mm	10	423665 ²	18837922	1140482	D-CH
✂	10-55 mm	V0	3,5 mm	10	423651 ¹	18837744	1140475	D-CH
✂	10-55 mm	V0	7 mm	10	423664 ²	18837916	1140481	D-CH



ESTEEM™+ FLEX KONVEX
Urostomiebeutel

opak (beige) | standard

- durchgehender konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Ablassventil
- Rücklaufsperr
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 440 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.3027

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	10-25 mm	V3	10	421628	11854490	6621476	D-A-CH
	10-35 mm	V2	10	421626	11854484	6621453	D-A-CH
	10-43 mm	V1	10	421623	11854461	6621430	D-A-CH
	15 mm	V3	10	421629	11854509	6621482	D-A-CH
	20 mm	V1	10	421625	11854478	6621447	D-A-CH



ESTEEM™+ SOFT KONVEX
Urostomiebeutel

opak (beige) | standard

- durchgehender soft konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Ablassventil
- Rücklaufsperr
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 440 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.3072

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	20-47 mm	V1	10	422551	18724129	1030045	D-A-CH
	15-40 mm	V2	10	422557	18724135	1030046	D-A-CH
	10-28 mm	V3	10	422562	18724164	1030047	D-A-CH



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Urostomiebeutel

warm grau | standard

- Schweißnähte
- 2 Adapter
- wasserabweisend
- Volumen: 460 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- Durahesive® Hautschutz
- Rücklaufsperr
- HMV-Nr. 29.26.03.3074¹
- HMV-Nr. 29.26.03.3075²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	10-35 mm	V2	3,5 mm	10	423704 ¹	18838287	1140498	D-CH
✂	10-35 mm	V2	7 mm	10	423722 ²	18838488	1140503	D-CH
✂	10-45 mm	V1	3,5 mm	10	423703 ¹	18838270	1140497	D-CH
✂	10-45 mm	V1	7 mm	10	423721 ²	18838471	1140502	D-CH
○	15 mm	V3	3,5 mm	10	423706 ¹	18838301		D
○	20 mm	V3	3,5 mm	10	423707 ¹	18838318		D
○	25 mm	V3	3,5 mm	10	423708 ¹	18838324		D
○	30 mm	V2	3,5 mm	10	423709 ¹	18838330		D



ESTEEM BODY™ SOFT CONVEX
Urostomiebeutel

transparent | standard

- Schweißnähte
- 2 Adapter
- wasserabweisend
- Volumen: 460 ml
- Sichtfenster
- integrierte Gürtelhalterung
- Durahesive® Hautschutz
- Rücklaufsperr
- HMV-Nr. 29.26.03.3073¹
- HMV-Nr. 29.26.03.3076²

Option	Stomagröße	Kegelgröße	Tiefe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	10-25 mm	V3	3,5 mm	10	423714 ¹	18838382	1140501	D-CH
✂	10-25 mm	V3	7 mm	10	423727 ²	18838525	1140506	D-CH
✂	10-35 mm	V2	3,5 mm	10	423713 ¹	18838376	1140500	D-CH
✂	10-35 mm	V2	7 mm	10	423726 ²	18838519	1140505	D-CH
✂	10-45 mm	V1	3,5 mm	10	423712 ¹	18838353	1140499	D-CH
✂	10-45 mm	V1	7 mm	10	423725 ²	18838502	1140504	D-CH



STOMADRESS™
Die kleinen Urostomiebeutel

transparent | klein

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- Volumen: 130ml
- 2 Adapter
- **geeignet für Kinder-versorgung und nachgefragt für die Fistelversorgung**
- HMV-Nr. 29.26.03.2005

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	9–25 mm	15	020917	03542411	1376090	D–A–CH

02 Zweiteilige Stomaversorgung

NATURA™

Bei den Produkten der Reihe **Natura™** (ab Seite 70) werden Basisplatte und Beutel über eine Rastringkopplung miteinander verbunden. Ein hörbares Einrasten vermittelt Ihnen ein Gefühl von maximaler Sicherheit, dass Basisplatte und Beutel fest miteinander verbunden sind.



Natura ist die Nachfolgemarke von **ConSecura™**, unserer seit Langem in der zweiteiligen Stomaversorgung bewährten Marke.


ESTEEM SYNERGY™

Bei den Produkten der Reihe **Esteem synergy™** (ab Seite 88) werden Basisplatte und Beutel über eine Klebekopplung miteinander verbunden. So ist das System besonders diskret und flexibel.




Zweiteilige Systeme bestehen aus einem Beutel und einer separaten Basisplatte. Bei diesen Produkten können Sie den Beutel wechseln, während die Basisplatte auf der Haut verbleibt. Convatec bietet Ihnen in diesem Bereich unterschiedliche Marken an.

FARBCODE



Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Bestellung eines zweiteiligen Systems bei der Basisplatte und beim Beutel die gleiche Größe wählen. Unser Farbcodierungssystem auf der Verpackung erleichtert Ihnen hier die Orientierung.

FARBCODE





NATURA™
Basisplatte

- Akkordeon-Rastring
- modellierbarer Durahesive® Hautschutz mit Memory-Effekt
- hydrokolloider Hafttrand
- HMV-Nr. 29.26.05.1078¹
HMV-Nr. 29.26.05.1081²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	57 mm	13–22 mm	5	421036 ¹	10117766	5974557	D–A–CH
	●	57 mm	22–33 mm	5	421037 ¹	10117789	5974563	D–A–CH
	●	70 mm	33–45 mm	5	421038 ²	10117795	5974586	D–A–CH



COMBIHESIVE NATURA™
Basisplatte

- Rastring
- modellierbarer Stomahesive® und Durahesive® Hautschutz mit Memory-Effekt
- hydrokolloider Hafttrand
- Die 70-mm-Rastring-größe hat eine ovale Startöffnung, damit für das Modellieren der Basisplatte ausreichend Hautschutzmaterial für große Stomata zur Verfügung steht
- HMV-Nr. 29.26.05.1061

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13–22 mm	10	411801	02288962	3811897	D–A–CH
	●	45 mm	22–33 mm	10	411803	02289832	3811905	D–A–CH
	●	57 mm	33–45 mm	10	411805	02290002	3811911	D–A–CH
	●	70 mm	45–56 mm	10	411807	02290019	3811928	D–A–CH



NATURA™
Basisplatte

- Akkordeon-Rastring
 - Stomahesive® Hautschutz
 - flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.05.0152¹
HMV-Nr. 29.26.05.0151²
HMV-Nr. 29.26.05.1090³

Option	Farb- code	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
		45 mm	13–21 mm	5	421455 ¹	11096262	6284820	D–A–CH
		57 mm	13–33 mm	5	421459 ²	11096279	6284837	D–A–CH
		70 mm	13–45 mm	5	421463 ³	11096285	6284843	D–A–CH



NATURA™
Basisplatte

- Akkordeon-Rastring
 - Durahesive® Hautschutz
 - flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.05.0152¹
HMV-Nr. 29.26.05.0151²
HMV-Nr. 29.26.05.1090³

Option	Farb- code	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
		45 mm	13–21 mm	5	421453 ¹	11096291	6284783	D–A–CH
		57 mm	13–33 mm	5	421457 ²	11096316	6284808	D–A–CH
		70 mm	13–45 mm	5	421461 ³	11096322	6284814	D–A–CH



COMBIHESIVE NATURA™ Basisplatte

- Rastring
- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- in der Schweiz: Basisplatte Duoflex
- HMV-Nr. 29.26.05.0090¹
- HMV-Nr. 29.26.05.1044²
- HMV-Nr. 29.26.05.2020³

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		38 mm	13-28 mm	10	402219 ¹	00259962	2137022	D-A-CH
		45 mm	13-35 mm	10	402220 ¹	00259979	2137039	D-A-CH
		57 mm	13-47 mm	10	402221 ¹	00259985	2137045	D-A-CH
		70 mm	13-60 mm	10	402222 ²	00259991	2137068	D-A-CH
		100 mm	13-90 mm	5	401906 ³	03222439	2702456	D-A-CH



COMBIHESIVE NATURA™ Basisplatte

- Rastring
- Stomahesive® Hautschutz
- hydrokolloider Hafttrand
- in der Schweiz: Basisplatte Hydroflex
- HMV-Nr. 29.26.05.0095¹
- HMV-Nr. 29.26.05.1046²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		38 mm	13-28 mm	10	410294 ¹	04096936	2702137	D-A-CH
		45 mm	13-35 mm	10	410295 ¹	04096942	2702143	D-A-CH
		57 mm	13-47 mm	10	410296 ²	04096956	2702166	D-A-CH
		70 mm	13-60 mm	10	410297 ²	04096965	2702172	D-A-CH



COMBIHESIVE NATURA™
Basisplatte

- Rastring
- Stomahesive® Hautschutz
- flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.05.0098¹
- HMV-Nr. 29.26.05.1049²

Option	Farb- code	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	verfügbar in
✂	Orange	38 mm	13-28 mm	10	125258 ¹	01685508	D-A
✂	Grün	45 mm	13-35 mm	10	125259 ¹	01685537	D-A
✂	Rot	57 mm	13-47 mm	10	125260 ²	01685589	D-A
✂	Blau	70 mm	13-60 mm	10	125261 ²	01685595	D-A



COMBIHESIVE NATURA™
Basisplatte

- Rastring
- Stomahesive® Hautschutz
- flexibler Kleberand
- in der Schweiz: Basisplatte Flexibel
- HMV-Nr. 29.26.05.0067¹
- HMV-Nr. 29.26.05.1026²

Option	Farb- code	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	Orange	38 mm	13-28 mm	5	125901 ¹	07268295	1886566	D-A-CH
✂	Grün	45 mm	13-35 mm	5	125902 ¹	07268303	1886572	D-A-CH
✂	Rot	57 mm	13-47 mm	5	125903 ²	07268326	1886589	D-A-CH
✂	Blau	70 mm	13-60 mm	5	125904 ²	07268332	1886595	D-A-CH



COMBIHESIVE NATURA™
Basisplatte

- Rastring
- modellierbarer, konvexer Durahesive® Hautschutz
- flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.06.1015

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		45 mm	13–22 mm	10	404592	02164094	2713773	D–A–CH
		45 mm	22–33 mm	10	404593	02164102	2713796	D–A–CH
		57 mm	33–45 mm	10	404594	02164119	2713804	D–A–CH



NATURA™
Basisplatte

- Akkordeon-Rastring
- konvexer Durahesive® Hautschutz
- hydrokolloider Hafttrand
- HMV-Nr. 29.26.06.1039

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		45 mm	13–22 mm	5	421633	12202803	7106256	D–A–CH
		57 mm	13–35 mm	5	421635	12202832	7106279	D–A–CH
		70 mm	13–48 mm	5	421637	12202855	7106291	D–A–CH



NATURA™
Basisplatte

- Akkordeon-Rastring
- flexibler Kleberand
- konvexer Durahesive®
- HMV-Nr. 29.26.06.1039
- Hautschutz

Option	Farb- code	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
		45 mm	13–22 mm	5	421632	12202795	7106233	D–A–CH
		57 mm	13–35 mm	5	421634	12202826	7106262	D–A–CH
		70 mm	13–48 mm	5	421636	12202849	7106285	D–A–CH



COMBIHESIVE NATURA™
Basisplatte

- Rastring
- flexibler Kleberand
- konvexer Durahesive®
- HMV-Nr. 29.26.06.0040¹
- Hautschutz
- HMV-Nr. 29.26.06.1016²

Option	Farb- code	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	verfügbar in
		45 mm	13 mm	5	125278¹	01685282	D–A
		45 mm	16 mm	5	125279¹	01685313	D–A
		45 mm	19 mm	5	125280¹	01685336	D–A
		45 mm	22 mm	5	125281¹	01685342	D–A
		45 mm	25 mm	5	125282¹	01685359	D–A
		45 mm	28 mm	5	125283¹	01685365	D–A
		45 mm	32 mm	5	125284¹	01685371	D–A
		45 mm	35 mm	5	125285¹	01685388	D–A
		57 mm	38 mm	5	125286²	01685394	D–A
		57 mm	41 mm	5	125287²	01685402	D–A
		57 mm	45 mm	5	125288²	01685419	D–A
		57 mm	50 mm	5	125289²	01685425	D–A



COMBIHESIVE NATURA™
Basisplatte

- Rastring
- konvexer Durahesive® Hautschutz
- flexibler Kleberand
- in der Schweiz: Basisplatte Konvex
- HMV-Nr. 29.26.06.0031

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13 mm	5	402200	08780902	2137335	D-A-CH
	●	45 mm	16 mm	5	402201	08780919	2137341	D-A-CH
	●	45 mm	19 mm	5	402202	08780925	2137358	D-A-CH
	●	45 mm	22 mm	5	402203	08780931	2137364	D-A-CH
	●	45 mm	25 mm	5	402204	08780948	2137370	D-A-CH
	●	45 mm	28 mm	5	402205	08780954	2137387	D-A-CH
	●	45 mm	32 mm	5	402206	08780960	2137393	D-A-CH
	●	45 mm	35 mm	5	402207	08780977	2137401	D-A-CH
	●	57 mm	38 mm	5	402208	08780983	2137418	D-A-CH
	●	57 mm	41 mm	5	402209	08781008	2137424	D-A-CH
	●	57 mm	45 mm	5	402210	08781014	2137430	D-A-CH
	●	57 mm	50 mm	5	402211	08782114	2137447	D-A-CH



NATURA™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | klein

- Aktivkohlefilter
- Gürtellaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 340 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.4018

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	38 mm	30	421795	13507781	7389337	D-A-CH
	45 mm	30	421796	13507798	7389343	D-A-CH
	57 mm	30	421797	13507806	7389366	D-A-CH



NATURA™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | standard

- Aktivkohlefilter
- Gürtellaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 560 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	38 mm	30	421678	13232893	7389219	D-A-CH
	45 mm	30	421680	13232901	7389225	D-A-CH
	57 mm	30	421682	13232918	7389231	D-A-CH
	70 mm	30	421798	13232930	7389248	D-A-CH



NATURA™+
Geschlossener Beutel

transparent | standard

- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 560 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	45 mm	30	421803	13232999	7389308	D-A-CH
	57 mm	30	421804	13233007	7389314	D-A-CH
	70 mm	30	421805	13233036	7389320	D-A-CH



NATURA™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | groß

- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 700 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	38 mm	30	421799	13232947	7389254	D-A-CH
	45 mm	30	421800	13232953	7389260	D-A-CH
	57 mm	30	421801	13232976	7389277	D-A-CH
	70 mm	30	421802	13232982	7389283	D-A-CH



NATURA™+
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0111

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packing	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	421746	13507858	7775156	D-A-CH
●	45 mm	10	421747	13507864	7775157	D-A-CH
●	57 mm	10	421748	13507870	7775158	D-A-CH
●	70 mm	10	421749	13507887	7775159	D-A-CH



NATURA™+
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0083

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packing	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	416415	06459366	4720978	D-A-CH
●	45 mm	10	416417	06459449	4721015	D-A-CH
●	57 mm	10	416420	06459461	4721050	D-A-CH
●	70 mm	10	416423	06459484	4721104	D-A-CH



NATURA™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0083

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	45 mm	10	416416	06459372	4720990	D-A-CH
●	57 mm	10	416419	06459455	4721044	D-A-CH
●	70 mm	10	416422	06459478	4721096	D-A-CH



NATURA™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0111

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	45 mm	10	416418	15308488	7775160	D-A-CH
●	57 mm	10	416421	15308494	7775161	D-A-CH
●	70 mm	10	416424	15308502	7775162	D-A-CH



COMBIHESIVE NATURA™
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- Gürteltaschen
- beidseitige, atmungs-aktive Beuteloberfläche
- 1 Klammer
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0022

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Orange	38 mm	10	125926	07268562	1886810	D-A-CH
Grün	45 mm	10	125927	07268579	1886827	D-A-CH
Rot	57 mm	10	125928	07268585	1886833	D-A-CH
Blau	70 mm	10	125929	07268591	1886856	D-A-CH



COMBIHESIVE NATURA™
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- 1 Klammer
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0022

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Orange	38 mm	10	125921	07268504	1887488	D-A-CH
Grün	45 mm	10	125922	07268510	1887494	D-A-CH
Rot	57 mm	10	125923	07268527	1887502	D-A-CH
Blau	70 mm	10	125924	07268533	1887519	D-A-CH
Violett	100 mm	10	404136	00514816	2204215	D-A-CH



NATURA™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0083

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	100 mm	10	416472	06459900	4725326	D–A–CH



COMBIHESIVE NATURA™
Ausstreifbeutel

opak (beige) | klein

- Gürteltaschen
- beidseitige, atmungs-aktive Beuteloberfläche
- 1 Klammer
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0022

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	125916	07268444	1886767	D–A–CH
●	45 mm	10	125917	07268450	1886773	D–A–CH



COMBIHESIVE NATURA™
Post-OP- und Drainagebeutel

opak (beige) | extragroß

- Ablaufhahn
- austauschbarer Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- Rücklaufsperr
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 650 ml
- 1 Klammer, 5 Filter, 1 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.12.0016 | HMV-Nr. 29.26.11.1 (Filter)

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packing	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	45 mm	5	404137	00552662	2151306	D–A–CH
●	57 mm	5	404138	00552679	2151312	D–A–CH
●	70 mm	5	404139	00552685	2151329	D–A–CH



COMBIHESIVE NATURA™
Post-OP- und Drainagebeutel

transparent | extragroß

- Ablaufhahn
- austauschbarer Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- Rücklaufsperr
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 650 ml
- 1 Klammer, 5 Filter, 1 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.12.0016

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packing	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	45 mm	5	420695	09750263	5315122	D–A–CH
●	57 mm	5	420696	09750286	5315139	D–A–CH
●	70 mm	5	420697	09750292	5315145	D–A–CH



NATURA™+
Urostomiebeutel

transparent | standard

- Softverschluss
- Mehrkammersystem
- Rücklaufsperre
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 390 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0057

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	413436	01786899	5974675	D-A-CH
●	45 mm	10	413437	01789320	5974681	D-A-CH
●	57 mm	10	413438	01789366	5974698	D-A-CH
●	70 mm	10	413439	01789403	5974706	D-A-CH



COMBIHESIVE NATURA™
Urostomiebeutel

opak (beige) | mittelgroß

- Hahn
- Rücklaufsperre
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 350 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0022

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	401548	08406397	1887028	D-A-CH
●	45 mm	10	401549	08406405	1887034	D-A-CH
●	57 mm	10	401550	08406411		D-A-CH



COMBIHESIVE NATURA™
Urostomiebeutel

opak (beige) | standard

- Hahn
- Rücklaufsperr
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0021

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	401552	08406351	1887063	D-A-CH
●	45 mm	10	401553	08406368	1887086	D-A-CH
●	57 mm	10	401554	08406374	1887092	D-A-CH



COMBIHESIVE NATURA™
Urostomiebeutel

transparent | standard

- Hahn
- Rücklaufsperr
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0021

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	401543	08406291	1886974	D-A-CH
●	45 mm	10	401544	08406316	1886980	D-A-CH
●	57 mm	10	401545	08406322	1886997	D-A-CH
●	70 mm	10	401546	08406339	1887005	D-A-CH

**ESTEEM SYNERGY™****Basisplatte mit Klebekopplung**

- Klebekopplung
- modellierbarer Stomahesive® und Durahesive® Hautschutz mit Memory-Effekt
- hydrokolloider Hafttrand
- HMV-Nr. 29.26.05.0134¹
HMV-Nr. 29.26.05.1071²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		48 mm	13–22 mm	10	411657 ¹	06415400	4715902	D–A–CH
		48 mm	22–33 mm	10	411658 ¹	06415417	4715960	D–A–CH
		61 mm	33–45 mm	10	411659 ²	06415423	4715983	D–A–CH

**ESTEEM SYNERGY™****Basisplatte mit Klebekopplung**

- Klebekopplung
- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- in der Schweiz: Basisplatte Duoflex
- HMV-Nr. 29.26.05.0092¹
HMV-Nr. 29.26.05.1045²
HMV-Nr. 29.26.05.2021³

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		35 mm	13–35 mm	10	405467 ¹	02197834	2534042	D–A–CH
		48 mm	13–48 mm	10	405468 ²	02197840	2534059	D–A–CH
		61 mm	13–61 mm	10	403948 ²	02197857	2534065	D–A–CH
		89 mm	13–89 mm	10	405483 ³	02197863	2534071	D–A–CH



ESTEEM SYNERGY™
Basisplatte mit Klebekopplung

- Klebekopplung
- Stomahesive® Hautschutz
- hydrokolloider Haftrand
- in der Schweiz: Basisplatte Flexibel Hydroflex
- HMV-Nr. 29.26.05.0099¹
- HMV-Nr. 29.26.05.1050²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		35 mm	13–35 mm	10	409288 ¹	00015036	2828039	D–A–CH
		48 mm	13–48 mm	10	409289 ²	00015042	2828045	D–A–CH
		61 mm	13–61 mm	10	409290 ²	00015059	2828051	D–A–CH



ESTEEM SYNERGY™
Basisplatte mit Klebekopplung

- Klebekopplung
- Stomahesive® Hautschutz
- flexibler Kleberand
- in der Schweiz: Basisplatte Flexibel bzw. Pre-Cut
- HMV-Nr. 29.26.05.0089¹
- HMV-Nr. 29.26.05.1042²
- HMV-Nr. 29.26.05.1043³
- HMV-Nr. 29.26.05.0093⁴

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		35 mm	13–35 mm	10	405456 ¹	02197745	2534007	D–A–CH
		48 mm	13–48 mm	10	405457 ²	02197811	2534013	D–A–CH
		61 mm	13–61 mm	10	405458 ³	02197828	2534036	D–A–CH
		35 mm	19 mm	10	405474 ⁴	02197521	2535076	D–A–CH
		35 mm	22 mm	10	405475 ⁴	02197538	2535082	D–A–CH
		35 mm	25 mm	10	405476 ⁴	02197544	2535099	D–A–CH
		35 mm	28 mm	10	405477 ⁴	02197596	2535107	D–A–CH
		35 mm	32 mm	10	405478 ⁴	02197610	2535113	D–A–CH
		35 mm	35 mm	10	405479 ⁴	02197662	2535136	D–A–CH



ESTEEM SYNERGY™

Basisplatte mit Klebekopplung

- Klebekopplung
- modellierbarer, konvexer Durahesive® Hautschutz
- flexibler Kleberand
- in der Schweiz: Basisplatte Konvex
- HMV-Nr. 29.26.06.1014

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		35 mm	13–22 mm	5	409271	02463069	2535142	D–A–CH
		48 mm	22–33 mm	5	409272	02463075	2535159	D–A–CH
		61 mm	33–45 mm	5	409273	02463098	2535165	D–A–CH



ESTEEM SYNERGY™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | klein

- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 200 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.4016

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	35 mm	30	416777	06461618	4719679	D-A-CH
	48 mm	30	416781	06461653	4719774	D-A-CH



ESTEEM SYNERGY™+
Geschlossener Beutel

opak (beige) | standard

- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0065

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	35 mm	30	416775	06461593	4719610	D-A-CH
	48 mm	30	416779	06461630	4719722	D-A-CH
	61 mm	30	416783	06461682	4719805	D-A-CH



ESTEEM SYNERGY™+
Geschlossener Beutel

transparent | standard

- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0065

Farb- code	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	35 mm	30	416774	06461587	4719604	D-A-CH
	48 mm	30	416778	06461624	4719691	D-A-CH
	61 mm	30	416782	06461676	4719797	D-A-CH



ESTEEM SYNERGY™+
Ausstreifbeutel

opak (beige) | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0084

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	35 mm	10	416796	06461742	4719857	D–A–CH
	48 mm	10	416799	06461765	4719892	D–A–CH
	61 mm	10	416902	06461788	4719946	D–A–CH



ESTEEM SYNERGY™+
Ausstreifbeutel

transparent | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0084

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
	35 mm	10	416795	06461736	4719840	D–A–CH
	48 mm	10	416798	06461759	4719863	D–A–CH
	61 mm	10	416901	06461771	4719917	D–A–CH



ESTEEM SYNERGY™
Ausstreifbeutel

transparent | extragroß

- einseitige, weiche Textiloberfläche
- 10 Klammern
- HMV-Nr. 29.26.02.0043

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	89 mm	10	405406	02249844	2535202	D-A-CH



ESTEEM SYNERGY™
Urostomiebeutel

opak (beige) | groß

- Hahn
- Rücklauf Sperre
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0031

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	405448	02197952	2535544	D-A-CH
●	48 mm	10	405449	02197969	2535550	D-A-CH
●	61 mm	10	405450	02197975	2535567	D-A-CH



ESTEEM SYNERGY™
Urostomiebeutel

transparent | groß

- Hahn
- Rücklauf Sperre
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0031

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	405451	02197981	2535573	D-A-CH
●	48 mm	10	405452	02197998	2535596	D-A-CH
●	61 mm	10	405453	02198006	2535604	D-A-CH



NATURA™ zweiteilige Post-OP Sets*

transparent | standard

- zuschneidbar oder modellierbar
- InvisiClose™-Verschlusssystem
- Durahesive® Hautschutz
- Kolostomie und Ileostomie
- entleerbar
- unsteril

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		57 mm	13-45 mm	5	423556	17871265	1019863	D-A-CH
		70 mm	13-45 mm	5	423548	17871377	1019856	D-A-CH
		70 mm	13-57 mm	5	423555	17871236	1019862	D-A-CH
		100 mm	13-89 mm	5	423554	17871213	1019861	D-A-CH
		45 mm	22-33 mm	5	423559	17871294	1019866	D-A-CH
		57 mm	33-45 mm	5	423558	17871288	1019865	D-A-CH
		70 mm	33-45 mm	5	423549	17871383	1019857	D-A-CH
		70 mm	33-45mm bis 45-56mm ovale Form	5	423557	17871271	1019864	D-A-CH



NATURA™ zweiteilige Post-OP Sets*

transparent | standard

- zuschneidbar oder modellierbar
- Soft Tab-Verschluss
- Durahesive® Hautschutz
- Urostomie
- entleerbar
- unsteril

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
		57 mm	22-33 mm	5	423553	17871354	1019860	D-A-CH
		70 mm	13-45 mm	5	423550	17871325	1019858	D-A-CH
		70 mm	33-45 mm	5	423552	17871348	1019859	D-A-CH

*Alle unsere Post-OP Sets enthalten eine Basisplatte und einen je nach Variante passenden Beutel.



NATURA™ Stomareiter

- steril, einzeln verpackt

Bezeichnung	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
SUR-FIT Loop Ostomy rod 90 mm	10	022356	18660033	4464877	D-A-CH
SUR-FIT Loop Ostomy rod 65 mm	10	022355	18660027	4464860	D-A-CH



ESTEEM™+ Post-OP-Beutel für Kolostomie und Ileostomie

transparent | groß

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 800 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2180

Option	Stomaggröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
✂	8–100 mm	10	416908	06461825	4718415	D–A–CH

04 Das richtige Zubehör



VORBEREITUNG DER HAUT

Eine der wichtigsten Aufgaben in der Stomaversorgung ist der Schutz intakter Haut. Unter „Vorbereitung der Haut“ finden Sie Lösungen, die helfen, die Hautgesundheit zu erhalten sowie Irritationen und Hautschädigungen vorzubeugen (Seite 104).



UNTERSTÜTZUNG ZUR STOMAVERSORGUNG

Für eine sicher abdichtende Haftfläche ist immer eine glatte Oberfläche notwendig. Unsere Produkte unter „Unterstützung zur Stomaversorgung“ helfen, Unebenheiten der stomaumgebenden Haut auszugleichen, Leckagen zu vermeiden und so einen perfekten Sitz der Stomaversorgung zu ermöglichen (Seite 107).



Ob Sie den Versorgungswechsel optimieren möchten oder nach zusätzlicher Sicherheit suchen — mit unserer großen Auswahl an Zubehörprodukten unterstützen wir Sie dabei.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

Ein Gefühl von absoluter Sicherheit ist für Stomaträger:innen essenziell. In der Kategorie „Zusätzliche Sicherheit“ finden Sie alle Produkte, die dieses Gefühl vermitteln, indem sie die Stomaversorgung zusätzlich sichern oder Gerüche neutralisieren (Seite 109).



ENTFERNUNG DER STOMAVERSORGUNG

Wenn beim Entfernen der Stomaversorgung Schmerzen auftreten, dann empfehlen wir unsere Produkte unter „Entfernung der Stomaversorgung“. Mit diesen Hilfsmitteln können Sie Haftmaterialien leichter lösen und so Reizungen bei häufigen Versorgungswechseln vermeiden (Seite 110).



ESENTA™

Die Ergebnisse, die Sie lieben, sehen jetzt besser aus als je zuvor!

Erleben Sie ESENTA™ – unsere Marke im Bereich Stoma- und Wundversorgung: die optimierte Lösung für reizfreien Hautschutz und reizfreie Pflasterentfernung in hervorragender Convatec Qualität!





Bis zu 72 Stunden atmungsaktiver Schutz!

ESENTA™ ist die optimierte Marke der Produkte für reizfreien Hautschutz und reizfreie Pflasterentfernung. Sie tritt an die Stelle unseres bisherigen Portfolios von Sensi-Care™, Niltac™ und Silesse™.

Mit verbesserter und umweltfreundlicherer Formel. Minimalistisch und diskret. Als Spray, als Tuch sowie als Applikator.



VORBEREITUNG DER HAUT



ESENTA™
reizfreie Hautschutztücher

- atmungsaktive Schutzbarriere für bis zu 72 Stunden
- verringern das Risiko von Hautschäden und -reizungen
- sicher und wirksam auch bei häufiger Anwendung
- silikonbasiert und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.2035

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Tücher	30	423282	16866664	7819992	D–A–CH



ESENTA™
reizfreies Hautschutzspray

- atmungsaktive Schutzbarriere für bis zu 72 Stunden
- verringert das Risiko von Hautschäden und -reizungen
- sicher und wirksam auch bei häufiger Anwendung
- silikonbasiert und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.2034

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Spray	28 ml	423286	16866747	7819993	D–A–CH
Spray	50 ml	423288	16866807	7819995	D–A–CH



VORBEREITUNG DER HAUT



ESENTA™
Applikatoren

- sterile Applikatoren
- zusätzlicher Schutz vor Flüssigkeiten und Reizstoffen
- silikonbasiert und alkoholfrei
- verringern das Risiko für Hautschäden und -reizungen
- sicher und wirksam auch bei häufiger Anwendung
- HMV-Nr. 29.26.10.2036

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	verfügbar in
1-ml-Flüssigkeit	25	423284	16866687	D-A



PRESENTA®
Gel

- bildet eine Feuchtigkeits- und Schutzbarriere auf der Haut
- verringert das Risiko für Hautschäden und -reizungen
- reduziert Spannungsgefühle
- für Erwachsene geeignet

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	verfügbar in
Gel	50 ml	423295	18105685	D-A



VORBEREITUNG DER HAUT

Bald im
neuen
Look!



STOMAHESIVE®
Adhäsivpulver

- schützt gereizte Haut durch Aufnahme überschüssiger Feuchtigkeit
- zur Anwendung bei feuchter Haut um ein Stoma
- betroffenen Bereich leicht mit Pulver bestäuben und überschüssiges Material abwischen
- HMV-Nr. 29.26.10.1000

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
25-g-Flasche	1l	025535	02236445	1044612	D-A-CH



UNTERSTÜTZUNG ZUR STOMAVERSORGUNG

**Bald im
neuen
Look!**



STOMAHESIVE® Hautschutzpaste

- zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um Stomata und Fisteln
- zum Ausgleichen von Unebenheiten zwischen Stomaversorgung und Haut
- HMV-Nr. 29.26.10.0001

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
60-g-Tube	1	183910	02343514	0911747	D-A-CH

**Bald im
neuen
Look!**



STOMAHESIVE® Hautschuttringe

- können gedehnt, gerollt, modelliert oder für Konvexität übereinandergeschichtet werden
- sind zuschneidbar, können auseinandergerissen und wieder verbunden werden
- können zusammen mit Stomahesive® Hautschutzpaste und Stomahesive® Adhäsivpulver verwendet werden
- enthalten keinen Alkohol und trocknen nicht aus
- HMV-Nr. 29.26.10.6020

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
• Ø 48 mm • Stärke 3 mm • Startloch 18 mm	10	413504	10006417	5499843	D-A-CH
• Ø 48 mm • Stärke 4 mm • Startloch 18 mm	10	413503	10006400	5499837	D-A-CH



STOMAHESIVE® Hautschutzplatte

- unterstützt beim Ausgleichen unebener Hautoberflächen, um eine glatte Oberfläche zu schaffen
- schützt die Haut vor Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- HMV-Nr. 29.26.07.0030¹
HMV-Nr. 29.26.07.2002²

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Basisplatte 10x10 cm	5	021713 ¹	01664943	0702883	D-A-CH
Basisplatte 20x20 cm	3	021737 ²	01890177	0846323	D-A-CH



ESENTA™ Thin Strips

- sichere, schnelle Abdichtung - hält Hautschutzplatte fest an Ort und Stelle
- flexibel und dünn - bewegt sich mit dem Körper
- hautfreundliches Hydrokolloid - atmungsaktiv, dünn, transparent, wie eine zweite Haut
- wasserabweisend

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
3x11 cm gerade	60	423824	18666805	1115168	D-A-CH



ESENTA™ Thin Curve

- sichere, schnelle Abdichtung - hält Hautschutzplatte fest an Ort und Stelle
- flexibel und dünn - bewegt sich mit dem Körper
- hautfreundliches Hydrokolloid - atmungsaktiv, dünn, transparent, wie eine zweite Haut
- wasserabweisend

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
3x9 cm gebogen	60	423825	18666811	1115169	D-A-CH
3x9 cm gebogen	20	423945	18841361	1115167	D-A-CH



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT


ESENTA™
 Thin Strips XL

- sichere, schnelle Abdichtung - hält Hautschutzplatte fest an Ort und Stelle
- flexibel und dünn - bewegt sich mit dem Körper
- hautfreundliches Hydrokolloid - atmungsaktiv, dünn, transparent, wie eine zweite Haut
- wasserabweisend

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
3x15 cm gebogen	20	423827	18666797	1115166	D-A-CH


CONVATEC™
 Gürtel

- zur zusätzlichen Sicherung der Stomaversorgung
- kann verwendet werden, um zusätzliche Konvexität herzustellen
- individuell einstellbar (ca. 47–92 cm)
- HMV-Nr. 29.26.11.0020

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Gürtel	1	175510	02128945	0839694	D-A-CH


DIAMONDS™
 Geruchsbanner und Superabsorber

- gelbildende Sachets zur Verwendung in Ausstreifbeuteln oder Kolostomiebeuteln
- verfestigen flüssige (Darm-)Ausscheidungen im Stomabeutel
- neutralisieren Gerüche

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Dose mit Sachets	100	420791	01273616	4001321	D-A-CH



ENTFERNUNG DER STOMAVERSORGUNG


ESENTA™
Pflasterentferner-Tücher

- atraumatische Entfernung von Wundverbänden, Basisplatten und Klebstoffresten auf der Haut
- verringert schmerzhaftes Hautablösungen und Hautschäden
- schnell und rückstandslos
- silikonbasiert und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.4037

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Tücher	30	423281	16866658	7819991	D-A-CH


ESENTA™
Pflasterentferner-Spray

- atraumatische Entfernung von Wundverbänden, Basisplatten und Klebstoffresten auf der Haut
- verringert schmerzhaftes Hautablösungen und Hautschäden
- schnell und rückstandslos
- silikonbasiert und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.4036¹
- HMV-Nr. 29.26.10.4038²

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Spray	50 ml	423289 ¹	16866813	7819994	D-A-CH
Spray (steril)	150 ml	423290 ²	16866842	7833735	D-A-CH



IRRIGATION



STOMADRESS™
Irrigationsbeutel

transparent

- durchgehender Stomahesive® Hautschutz
- Länge: 90 cm
- 1 Klammer
- 2 Verschlussclips
- HMV-Nr. 29.26.08.2024

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Beutel	30	175671	07273563	5333692	D-CH



CONVATEC™
Beutelklammern

- zum Verschließen von Ausstreifbeuteln ohne InvisiClose™ Verschluss

Handels- form	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
Klammer	10	175632	02128951	1018663	D-A-CH

Legende

ICONS



modellierbar



ausschneidbar



vorgestanzt

FARBCODES

Natura™

38 mm

45 mm

57 mm

70 mm

100 mm

Esteem synergy™

35 mm

48 mm

61 mm

89 mm

HALTBARKEITSDAUER

Sämtliche Produkte zur Stomaversorgung aus dem Hause Convatec haben eine Verwendungsdauer von 5 Jahren. Bei sterilen Produkten sowie bei unseren +-Beuteln, Esenta™ und Diamonds™ finden Sie das Verfallsdatum auf der Packung.

LOTNUMMER



4: hergestellt im Jahr 2024

D: hergestellt im Monat April

05960: produktions-
technische Nummer

Erklärung: Dieses Produkt wurde im April 2024 hergestellt und hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Die Charge ist also bis April 2029 verwendbar.

Januar

A

Februar

B

März

C

April

D

Mai

E

Juni

F

Juli

G

August

H

September

J

Oktober

K

November

L

Dezember

M

ARTIKELNUMMERN

Bei den +-Versionen unserer Beutel finden Sie die Artikelnummer bei den geschlossenen Beuteln auf dem Vlies und bei den Ausstreifbeuteln am unteren Ende des Verschlusses. Bei Esteem Body steht die Artikelnummer auf der Rückseite des Beutels, unter dem Vlies, direkt unterhalb des Hautschutzes.

SERVICEARTIKEL

- ✓ **Adapter:** Adapter für Urostomiebeutel sind bei Convatec Serviceartikel. Rufen Sie uns gerne an, falls Sie mehr Adapter benötigen, als in den Verpackungen mitgeliefert werden.



Art.-Nr. DE 920009

Art.-Nr. DE 920012

Art.-Nr. 920012

- ✓ **Gürtelhalterung:** Für unsere einteiligen Versorgungsprodukte und die zweiteilige Reihe Esteem synergy™ erhalten Sie eine Gürtelhalterung ebenfalls als Serviceartikel.



Art.-Nr. DE 920004

Index

Art.-Nr. REF	S.	Art.-Nr. REF	S.	Art.-Nr. REF	S.	Art.-Nr. REF	S.
020917.....	66	401546	87	405475	89	416423	80
020922.....	58	401548	86	405476.....	89	416424.....	81
021713	108	401549	86	405477	89	416472	83
021737	108	401550	86	405478	89	416700.....	47
022355	99	401552.....	87	405479	89	416703	47
022356	99	401553.....	87	405483	88	416706	47
025535.....	106	401554	87	409271.....	90	416709	47
125258	73	401906	72	409272.....	90	416712	47
125259	73	402200.....	76	409273.....	90	416718	55
125260.....	73	402201.....	76	409288.....	89	416721	56
125261	73	402202	76	409289.....	89	416738	59
125278	75	402203	76	409290	89	416739.....	59
125279	75	402204	76	410294	72	416740	59
125280.....	75	402205	76	410295.....	72	416741.....	59
125281.....	75	402206	76	410296.....	72	416742.....	59
125282	75	402207	76	410297	72	416743.....	59
125283	75	402208	76	411657	88	416744	59
125284.....	75	402209	76	411658.....	88	416745.....	59
125285.....	75	402210	76	411659.....	88	416746.....	59
125286	75	402211.....	76	411801	70	416747.....	59
125287	75	402219.....	72	411803.....	70	416748.....	59
125288	75	402220	72	411805	70	416749.....	59
125289	75	402221.....	72	411807.....	70	416774.....	93
125901.....	73	402222.....	72	413436.....	86	416775	92
125902.....	73	403948	88	413437.....	86	416777.....	92
125903.....	73	404136.....	82	413438.....	86	416778	93
125904.....	73	404137	84	413439.....	86	416779.....	92
125916	83	404138	84	413503.....	107	416781	92
125917.....	83	404139	84	413504	107	416782	93
125921.....	82	404592	74	413509.....	46	416783	92
125922	82	404593	74	413510.....	46	416795	94
125923.....	82	404594	74	413515.....	54	416796.....	94
125924.....	82	405406.....	95	413516.....	54	416798	94
125926	82	405448	96	413517	54	416799	94
125927	82	405449	96	413521.....	54	416901.....	94
125928	82	405450	96	413522.....	54	416902.....	94
125929	82	405451	96	413523.....	54	416908.....	99
175510.....	109	405452	96	416415.....	80	416975	56
175611	49	405453	96	416416.....	81	416976	57
175632	110	405456	89	416417	80	420695.....	84
175671.....	111	405457	89	416418.....	81	420696.....	84
183910.....	107	405458	89	416419.....	81	420697.....	84
401543	87	405467.....	88	416420.....	80	420791.....	109
401544	87	405468	88	416421.....	81	421036.....	70
401545	87	405474.....	89	416422.....	81	421037.....	70

Art.-Nr. REF	S.	Art.-Nr. REF	S.	Art.-Nr. REF	S.	Art.-Nr. REF	S.
421038.....	70	421802.....	79	423288.....	104	423668.....	51
421453.....	71	421803.....	79	423289.....	110	423674.....	51
421455.....	71	421804.....	79	423290.....	110	423676.....	52
421457.....	71	421805.....	79	423295.....	105	423677.....	52
421459.....	71	421816.....	46	423548.....	98	423678.....	52
421461.....	71	421817.....	46	423549.....	98	423679.....	52
421463.....	71	421818.....	46	423550.....	98	423680.....	52
421612.....	50	421819.....	46	423552.....	98	423681.....	52
421613.....	50	421820.....	46	423553.....	98	423682.....	52
421614.....	50	421822.....	47	423554.....	98	423685.....	51
421615.....	60	421823.....	47	423555.....	98	423689.....	52
421618.....	60	421825.....	48	423556.....	98	423690.....	52
421619.....	60	421826.....	48	423557.....	98	423691.....	52
421620.....	60	421827.....	48	423558.....	98	423692.....	52
421621.....	60	421828.....	48	423559.....	98	423693.....	52
421622.....	60	421829.....	48	423607.....	61	423694.....	52
421623.....	64	421830.....	48	423608.....	61	423695.....	52
421625.....	64	421831.....	48	423616.....	63	423698.....	51
421626.....	64	421832.....	48	423617.....	63	423700.....	51
421628.....	64	421833.....	48	423624.....	61	423703.....	65
421629.....	64	421834.....	48	423625.....	61	423704.....	65
421632.....	75	421835.....	48	423626.....	61	423706.....	65
421633.....	74	421836.....	48	423627.....	61	423707.....	65
421634.....	75	421838.....	57	423633.....	63	423708.....	65
421635.....	74	421848.....	58	423634.....	63	423709.....	65
421636.....	75	421858.....	55	423635.....	63	423712.....	65
421637.....	74	421859.....	55	423636.....	63	423713.....	65
421678.....	78	421860.....	55	423642.....	62	423714.....	65
421680.....	78	421861.....	55	423643.....	62	423721.....	65
421682.....	78	421862.....	55	423644.....	62	423722.....	65
421686.....	47	422158.....	50	423646.....	62	423725.....	65
421687.....	47	422159.....	60	423647.....	62	423726.....	65
421688.....	47	422360.....	60	423648.....	62	423727.....	65
421689.....	47	422361.....	50	423651.....	63	423824.....	108
421746.....	80	422362.....	50	423652.....	63	423825.....	108
421747.....	80	422363.....	60	423653.....	63	423827.....	109
421748.....	80	422364.....	60	423655.....	62	423945.....	108
421749.....	80	422365.....	60	423656.....	62		
421795.....	78	422551.....	64	423657.....	62		
421796.....	78	422557.....	64	423659.....	62		
421797.....	78	422562.....	64	423660.....	62		
421798.....	78	423281.....	110	423661.....	62		
421799.....	79	423282.....	104	423664.....	63		
421800.....	79	423284.....	105	423665.....	63		
421801.....	79	423286.....	104	423666.....	63		

Deutschland

ConvaTec (Germany) GmbH

2. Etage

Mühlendorfstraße 8

81671 München

www.convatec.de

Patientenberatung:

Telefon: 0800 16 24 382

E-Mail: stoma@convatec.com

Mo.-Fr.: 8.30–16.30 Uhr

Kundenberatung:

Telefon: 0800 16 24 381

E-Mail: de.kundenservice@convatec.com

Exklusiver Vertriebspartner von ConvaTec Stomaversorgung in Österreich

PHAREX, s.r.o.

Zahradna 557/3

038 04 Bystricka, Slowakei

www.pharex.at

Bestellungen:

E-Mail: kundenservice@pharex.at

Telefon: +43 (0) 677 618 432 75

Kundenberatung:

Telefon: +43 (0) 677 615 299 65

E-Mail: sabine.zuber@pharex.at

Telefon: +43 (0) 677 629 109 29

E-Mail: h.woerndl@pharex.at

Schweiz

ConvaTec (Switzerland) GmbH

'Haus der Wirtschaft'

Herrenacker 15

8200 Schaffhausen

www.convatec.ch

Kundenberatung:


Telefon: 0800 55 11 10

E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Bestellungen:

Telefon: 0800 55 11 10

E-Mail: ch.kundenservice@convatec.com



AP-55927-DEU-DEU-v4 Stand 8/2025 Marken der ConvaTec Inc. sind mit™ gekennzeichnet. Stomadress, Esteem synergy, Esteem Body ConSecura, Stomahesive®, Durahesive®, Durahesive® Plus, Esteem, Natura, InvisiClose und me+ (recovery) sind eingetragene Warenzeichen in den USA.



convatec
— forever caring —